

TECHNICKÝ LIST

HYDRAULICKÝ RUČNÍ DYNAMOMETR

SAEHAN SH5001

KAT. ČÍSLO: 08-010101

Hydraulický ruční dynamometr SAEHAN SH5001 je vysoce přesný přístroj určený pro objektivní měření síly stisku ruky. Díky hydraulickému systému bez pohybu rukojeti poskytuje přesná a opakovatelná izometrická měření. Vhodný pro fyzioterapii, ergoterapii, rehabilitaci, ortopedii a pracovní lékařství.



**DVOJITÁ
STUPNICE**
kg / lb



**NASTAVITELNÁ
RUKOJET'**
5 poloh



ROZSAH MĚŘENÍ
0–90 kg /
0–200 lb



**KALIBROVÁN
VÝROBCEM**



**PEVNÝ
TRANSPORTNÍ
KUFRÍK**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	Hydraulický ruční dynamometr
Model	SAEHAN SH5001
Katalogové číslo	08-010101
Zdravotnický prostředek	Ano
Třída dle MDR	Class I
Rozsah měření	0–90 kg / 0–200 lb
Jednotky	kg a lb
Nastavení rukojeti	5 poloh (3,5–8,5 cm po 1 cm)
Typ měření	Izometrické měření síly stisku
Peak Hold (ukazatel maxima)	Ano – automatické uchování nejvyšší hodnoty do resetu
Přesnost	Hydraulické měření bez pohybu rukojeti pro přesná a opakovatelná měření
Příslušenství	Pevný transportní kufřík
Kalibrace	Kalibrován výrobcem před expedicí
Určení	Fyzioterapie, ergoterapie, rehabilitace, ortopedie, pracovní lékařství
Výrobce	SAEHAN Corporation, Jižní Korea
Autorizovaný zástupce EU	MVS In Motion, Belgie



NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

Naskenujte QR kód pro stažení návodu k použití v českém jazyce.



KALIBROVÁN VÝROBCEM

Přístroj je kalibrován výrobcem před expedicí. Doporučená kontrola kalibrace: 1x ročně nebo po pádu či podezření na změnu přesnosti.



DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTU

Naskenujte QR kód pro více informací o produktu a jeho specifikacích.



HLAVNÍ VLASTNOSTI

- ✓ Objektivní měření síly stisku ruky
- ✓ Dvojitá stupnice – kilogramy a libry
- ✓ Nastavitelná rukojeť – 5 poloh pro různé velikosti ruky
- ✓ Izometrické měření bez znatelného pohybu rukojeti
- ✓ Ukazatel maximální hodnoty (Peak Hold)
- ✓ Robustní kovová konstrukce
- ✓ Dodáváno v pevném ochranném kufříku
- ✓ Vhodné pro klinické i domácí použití

CERTIFIKACE A SHODA



CE



Zdravotnický
prostředek



EU MDR
2017/745

Třída dle MDR: Class I
(v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích)

Úplné znění ES prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání.



RehaVitalCare s.r.o.
Wolkerova 15, 417 42 Krupka
Česká republika



+420 770 660 450



office@rehavita.cz



www.rehavita.cz