

# UpCup

## Návod k použití

### Uživatelské pokyny

- Před prvním použitím a po každém dalším použití důkladně vyčistěte
- Lze umývat v horním koši myčky (do 95 °C) a autoklárovat do 130 °C
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky

Vyrobena z materiálu Tritan®, průhledného a lehkého materiálu, zcela bez BPA

**Bouncer**

### Materiál a rozměry:

Tritan® transparentní

Výška: 145 mm

Šířka: 76 mm


Hloubka: 100 mm

Hmotnost: 124 g

Objem: 200 ml

Otevření pitného okraje: 84 mm

Vzdálenost držadla: 58 mm



designed for dignity  
[www.bouncer.be](http://www.bouncer.be)

Design and production: BOUNCER BV Oude Spoorbaan 94A 3500 Hasselt Belgium

 [Rehavita.cz](http://Rehavita.cz)

RehaVitalCare s.r.o. Wolkerova 15 417 42 Krupka  
Mobil: 770 660 450 E-mail: [office@rehavita.cz](mailto:office@rehavita.cz) [www.rehavita.cz](http://www.rehavita.cz)